


Procedimiento de pedido



Requerimientos de Datos	Origen de Datos	TC
	Formato de Datos	DICOM (los demás formatos de imagenes no son aceptables)
	Espesor de Corte	preferiblemente 0.6mm - 1mm (< 2mm)
	Alcance de Escáner	deber sobrepasar el defecto por lo menos 10mm.

Instrucción de esterilización

El implante craneal es suministrado NON-ESTERILIZADO y es para uso único.

Parámetros recomendados para la esterilización del implante NON-ESTERILIZADO:

Método	Temperatura	Duración
Vapor	(121±1) °C	30 minutos




Medprin Biotech GmbH
Address: Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49-69-580059970 Fax: +49-69-580059971
Email: Sales@medprin.com

Medprin Biotech L.L.C.
Address: 14241 East Firestone Blvd, Suite 400, La Mirada, CA90638, USA
Tel: +1-562-2392150 Fax: +1-562-7249828
Email: Sales@medprin.com

www.medprin.com


RecranioTM

Sistema de reparación craneal-maxilofacial personalizado




- Material PEEK
- Reconstrucción y diseño 3D
- Mínimo artefacto de metal





combinación perfecta

Diseño y reconstrucción 3D basando en los datos de escáner TC del paciente



Compatible con TC/MRI

Artefacto mínimo



Resistencia a deformación

Recranio™ puede soportar presión de compresión hasta 530 PSI



Resistencia a calor

Baja conductividad térmica



Módulo elástico similar con el hueso natural

PEEK Poliéterétercetona

Recranio™ es un sistema de reparación craneal-maxilofacial para el reemplazo de defecto craneal y craneofacial. El implante es formado y calibrado para combinar perfectamente con la anatomía del paciente.



● Diseño innovador 1 diseño de puente


• Diseño de puente opcional, mínimo artefacto de metal

● Diseño innovador 2 aperturas 3mm


• Aperturas 3mm
• Menos complicaciones tal como hidrocefalia

● Disponibilidad de modelo craneal de tamaño real



Sin puente, fijado con placas de titanio y tornillos



Puente saliente, fijado con tornillos de titanio



Puente plano, fijado con tornillos de titanio



Suspensión de duramadre recomendada

Recranio™ con las aperturas facilita la suspensión de duramadre durante la cirugía, lo cual puede reducir la incidencia de hidrocefalia subcutánea y hematocele.